台盼蓝染色试剂盒

货号: CSS001N-BR50

规格: 50m1

保存: 15℃ to 30℃保存, 有效期2年。

产品简介:

本品是细胞活性染料,常用于检测细胞膜的完整性与细胞的存活率,是组织和细胞培养中最常用的死细胞鉴定染色方法之一。正常的活细胞细胞膜结构完整,能够排斥台盼蓝,细胞不会被染成蓝色;而丧失活性或细胞膜不完整的细胞可被台盼蓝染成蓝色。通常认为细胞膜完整性丧失,即可认为细胞已经死亡。

台盼蓝可被巨噬细胞吞噬,故可用于吞噬细胞的活体染色剂。凋亡小体也有台盼蓝拒染现象。台盼蓝染色后,通过显微镜下直接计数货显微镜下拍照后计数,就可以对细胞存活率进行比较精确的定量。染色时间只需 3-5 分钟,操作简单。

使用方法:

- 1. 制备细胞悬液: 用胰酶和/或 EDTA 消化贴壁细胞, 悬浮细胞可直接收集, 收集细胞时用 1000-2000rpm 离心 1 分钟, 弃上清, 制备单细胞悬液, 并作适当稀释。
- 2. 染色:细胞悬液与台盼蓝溶液以9:1 混合均匀,染色3分钟(染色3分钟时间已经足够,染色时间可以更长一些,但不宜超过10分钟。)
- 3. 细胞计数: 吸取少量经过染色的细胞,用血细胞计数板计数。死细胞着蓝色并膨大, 无光泽;活细胞不着色并保持正常形态,有光泽。(通常要比较精确的进行定量,每个细胞样品至少数 500 个细胞。)
 - 4. 统计细胞活力:细胞存活率(%)=活细胞总数/(活细胞总数+死细胞总数)x100%

注意事项:

1. 染色时间不宜太长,否则活细胞也会逐渐积累染料而染成颜色,使检测结果偏低 2. 为了您的安全和健康,请穿戴实验服并戴一次性手套操作。









田 修 W

更多详情,请访问:www.xinuoyinzi.com

联系电话:400-036-9009

@2025 Sino Detechall rights reserved



