

MEM 非必须氨基酸溶液(NEAA),无菌,100X

货号: C0360-415S-100

规格: 100ml

保存: 2℃ to 8℃保存, 有效期 2 年。

产品简介:

MEM 非必须氨基酸溶液 (NEAA), 无菌, 100X (MEM Non-Essential Amino Acids, Sterilized, 100X) 用作细胞培养基的添加剂, 可以提高细胞生长和活性。MEM 非必需氨基酸含有与标准最小必需培养基 (MEM) 中相同的 100X 浓度非必需氨基酸。

氨基酸组成	浓度 (mg/L)
L-丙氨酸	890
L-谷氨酸	1470
L-天门冬酰胺	1500
L-天门冬氨酸	1330
L-脯氨酸	1150
L-丝氨酸	1050
甘氨酸	750

使用方法:

非必须氨基酸 (10mM, 100×) 用于细胞培养实验。产品经过滤除菌处理, 可以直接添加到细胞培养液内。常规实验按照 100 倍比例稀释使用即可, 也可根据实验要求自行调整工作浓度。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。